

Plataforma On Call® Sure

El control inteligente de la diabetes empieza con On Call®

On·Call®

Resultados confiables con un glucómetro de excelente rendimiento.

Fabricada según las especificaciones más exigentes de la industria, la plataforma On Call Sure está preparada para **satisfacer las demandas** de los canales profesionales.



Aprobada en pruebas clínicas. Precisión.



Enzima FAD-GDH
Ventaja de realizar pruebas venosas y arteriales.*

**Estudios arteriales pendientes.*



Amplio rango de hematocrito.



BLUETOOTH INTEGRADO PARA UTILIZAR CON LA APLICACIÓN ON CALL CARE ALLIANCE.

On Call Sure y Sure Sync

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- On Call® Sure y On Call® Sure Sync utilizan la misma tecnología para las tiras reactivas.
- Tamaño de la muestra de 0,6 ul.
- Resultados en 5 segundos.
- Rango de HCT de 10 a 70 %.
- La enzima GDH-FAD presenta la ventaja de poder realizar pruebas en sangre venosa y está validada para los controles neonatales.
- Codificación automática.
- Corrección activa de HCT.
- Tiras en envases individuales de papel de aluminio.
- Visor grande y cómodo.

Marcado CE para pruebas capilares, venosas, neonatales y arteriales, aprobado según la notificación 510(k) y la norma ISO 15197: 2015.

Plataforma On Call® Sure

El control inteligente de la diabetes empieza con On Call®

On·Call®

Conexión en tiempo real con los pacientes diabéticos en la punta de los dedos.





Hace el seguimiento personalizado de cada paciente o crea grupos según sea conveniente.



Recibe alertas de eventos particulares en el historial de glucosa de cada paciente.



Identifica las tendencias problemáticas y los pacientes cuyos tratamientos deben ajustarse.



Download
On Call Care Alliance
app and start testing now!

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Pruebas. Seguimiento. Intercambio seguro de datos.

Control de pacientes diabéticos en forma remota y en tiempo real en la punta de los dedos.



aconlabs.com

ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, EE. UU.
Teléfono: 1.858.875.8000
Fax: 1.858.200.0729
Correo electrónico: info@aconlabs.com